

PISTOLA DE LAVADO DESECHABLE

DISPE - 001

Se utiliza para Artroplastia de Columna, Traumatismos y Cuidado de Heridas, para la limpieza de tejido necrótico, bacterias y materias extrañas. Acortar el tiempo de desbridamiento de la herida, reduciendo la infección y las complicaciones operatorias.

El cabezal rociador esta diseñado para succionar rápidamente la descarga, evitando la propagación de contaminante

Para aumentar la permeabilidad entre el cemento óseo y la esclerótica.

Mangeras de 2.70 metros para mayor comodidad y mejor movimiento durante la opección

Batería interna, lista para usar

Una máquina con varios cabezales, que hace elecciones clínicas razonables de acuerdo con las diferentes superficies de la herida y los requisitos quirúrgicos

ESTÉRIL

PRESENTACIÓN

UNITARIO

CARACTERÍSTICAS

- De un solo uso, estéril.
- Diseño ergonómico
- Configuración mínima
- Fácil de usar
- Succión e irrigación integradas
- Presión 50-120Kpa
- 700-1500ml/min



Artroplastia EP18-01

Boquilla de pulverización en abanico,
Boquilla de cepillo femoral



Columna Vertebral EP18-02

Boquilla de pulverización en abanico,
Boquilla de cepillo femoral (largo)