

# GORRO QUIRÚRGICO ACORDEÓN



## REF: GQM-008

Para atención en hospitales, emergencias y tratamientos ambulatorios que requieran protección personal.

**Uso:** Producto de un sólo uso - No reutilizar

**Manejo del producto:** Usar sólo si el empaque está sellado correctamente. Conservar y almacenar en un lugar limpio, seco y libre de polvo a una temperatura no mayor a 30° C.

Especificaciones	
<b>Descripción</b>	Gorro desechable tipo oruga, plegable esta diseñado de tela no tejida de polipropileno altamente transpirable y confortable con doble línea de elástico suave y resistente ensamblado por ultrasonido. Color celeste.
<b>Tamaño</b>	Estándar.
<b>Presentación</b>	2000 Unidades/caja
<b>Empaque</b>	Funda baja densidad
<b>Procedencia</b>	Ecuador

### Cómo colocarse el gorro de mujer:



**Asegúrate antes de usarlo, que el gorro que tenga esta forma de gusano**



**Abre el gorro de los lados de esta forma**



**Sosteniendo el gorro con los lados colócatelo en la cabeza**



**Recuerda que el gorro debe cubrir las orejas, de esta forma**

**Uso:** Producto de un sólo uso - no reutilizar

**Manejo del producto:** Usar sólo si el empaque está sellado correctamente.

**Almacenamiento:** Conservar y almacenar en un lugar limpio, seco y libre de polvo a una temperatura no mayor a 30°C.

**Desecho:** Destruir de acuerdo al cumplimiento de la normativa ambiental y salud de cada país.