



CONDONES MASCULINOS PRESERVATIVOS BIGOR CLÁSICO + SACHET LUBRICANTE

PRB-001

Contiene 3 condones por caja. Están fabricados con la mejor tecnología, asegurando los más altos estándares de calidad. BIGOR te brinda el confort y la seguridad que necesitas en las relaciones sexuales, así como una gran experiencia de placer.

PRODUCTO NO ESTÉRIL

DIMENSIONES:

- LONGITUD ≥ 160 mm
- ANCHO: 49, 52, 55 \pm 2 mm
- Diferentes colores y sabores.
- Incluye o no sachet de lubricante.

TIPOS:

- Clásico o Normal
- Texturizado
- Acanalado
- Texturizado y acanalado
- Ultrafino

MATERIALES:

- Látex natural
- Sílica blanca
- Aceite de Silicona



EMPAQUE:

- **Envase primario:** PET/AL/PE. (Funda / blíster preservativo)

PRESENTACIÓN

- **Envase secundario: (individual)**
- 3 unidades + un sachet de lubricante por caja individual
- **Envase terciario: (middle box)**
- 108 unidades (36 cajas individuales)

APLICACIONES:

- **Uso:** Para la anticoncepción masculina y la prevención de enfermedades de transmisión sexual.



SEGURIDAD DE USO:

- El condón masculino ha sido diseñado para la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual (ETS). Antes de usar un condón, asegúrese de elegir uno que se ajuste adecuadamente a sus necesidades y sea de un material compatible con su piel. Siga las instrucciones de uso.
- Inspeccione el condón antes de usarlo. Si detecta daños, perforaciones o un paquete roto, no lo utilice.
- Evite el contacto con objetos afilados o cortopunzantes que puedan rasgar el condón, como uñas o joyería.
- No utilizar cerca del fuego o fuentes de calor, ya que el material del condón es inflamable.
- En caso de detectar irritación o reacciones alérgicas en la piel, retire el condón y consulte a su médico. Existen opciones sin látex si es necesario.
- No usar lubricantes a base de aceite, ya que pueden dañar el material. Utilice solo lubricantes a base de agua o silicona.
- Asegúrese de desenrollar el condón completamente hasta la base del pene para garantizar una protección adecuada.
- Después de la eyaculación, retire el condón mientras el pene aún esté erecto, sujetando la base para evitar derrames.
- El condón es de un solo uso. Deseche adecuadamente después de usarlo, envolviéndolo en papel o en su envoltorio original y arrojándolo a la basura. No desechar en el inodoro.
- Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y a una temperatura máxima de 30°C.
- Verifique la fecha de caducidad antes de usarlo. No utilice condones que han caducado.



INSTRUCCIONES DE USO:

- 1. Abrir el envoltorio con cuidado, evitando rasgar el condón.
- 2. Asegurarse de que el condón está en buen estado y no ha caducado.
- 3. Colocar el condón en el pene erecto antes de cualquier contacto sexual.
- 4. Apretar la punta del condón para eliminar el aire y dejar espacio para el semen. 5. Desenrollar el condón hasta la base del pene.
- 6. Después de la eyaculación y antes de perder la erección, retirar el pene con el condón puesto.
- 7. Sujetar el condón en la base del pene mientras se retira para evitar que se deslice.
- 8. Desechar el condón en la basura, no en el inodoro.

