

GORRO DESECHABLE (TIPO CAPUCHA)

REF.: GDS-001

Uso:
Protección.



1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Diseñada para cubrir completamente la cabeza, cabello, cuello y, según el diseño, parte de los hombros.

Diseño:

- Ajuste: Elástico alrededor de los ojos.
- **Talla: Estándar.**

Período de vida útil: 5 años

Registro Sanitario N°. No aplica

Clase: No invasivo

Método de esterilización: No aplica / No estéril

Categoría: Gorros

2. MATERIAL

Tela no tejida SS/PP 25 gramos, , repelente a fluidos, transpirable, fresco y cómodo.

Elástico de 5mm

3. PRESENTACIÓN

Envase primario: 100 unidades / Fundas impresas de baja densidad.

Envase secundario: 500 unidades / Caja de cartón.

4. INDICACIONES DE USO

- Realizar higiene de manos antes de manipular la capucha.
- Colocar la capucha cubriendo totalmente cabello, orejas y cuello.
- Ajustar el elástico alrededor de los ojos.
- Verificar que no existan áreas expuestas.
- Desechar después de finalizar la actividad o si presenta contaminación

MARCA

DHISVE

PROCEDENCIA

QUITO
ECUADOR

www.dhisve.com

FABRICANTE

Compañía Limitada Famedic

DIRECCIÓN

Sebastián de Benalcázar OE7-264
y Autopista General Rumiñahui.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Importaciones Medical Solutions CIA. LTDA.



CONTACTO:

+593 95 862 3147

El Sistema de Gestión de Calidad de COMPAÑÍA LIMITADA FAMEDIC está certificado bajo la norma ISO 13485 por ICONTEC, organismo acreditado por el SAE. Este certificado es reconocido por la ARCSA, autoridad sanitaria en el Ecuador.

GORRO DESECHABLE (TIPO CAPUCHA)

REF.: GDS-001

5. ADVERTENCIAS

- No utilice el producto una vez que haya expirado la fecha de caducidad indicada en el empaque.
- Este producto está diseñado para un único uso; no reutilizar.
- Destruir el producto conforme a las normativas ambientales y de salud vigentes.
- En caso de devolución, comuníquese con su representante comercial.

6. PRECAUCIONES

- Inspeccione visualmente el empaque antes de usarlo. No utilizar si está perforado, roto o presenta cualquier señal de daño.
- Manipule el producto con manos limpias para prevenir contaminaciones externas.
- Para evitar daños al contenido, abrir la funda únicamente en la zona designada del sellado.
- No utilizar objetos cortantes que puedan comprometer la integridad del producto.
- Evite el contacto con superficies contaminadas.

7. APLICACIONES

- Prenda de protección personal diseñada para cubrir completamente la cabeza, cabello, cuello.
- Proporciona una barrera contra partículas, polvo y contaminación cruzada en entornos hospitalarios, farmacéuticos, alimentarios e industriales.
- Áreas de aislamiento.
- Laboratorios.
- Industria farmacéutica.
- Industria alimentaria.
- Salas limpias.
- Procesos de limpieza y mantenimiento.

8. SEGURIDAD DE USO

- Producto de un solo uso.
- No reutilizar.
- Sustituir si se rompe, humedece o contamina.
- No utilizar cerca de llamas o fuentes de calor
- Utilizar de acuerdo con los protocolos de bioseguridad establecidos.

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Mantener en su empaque original hasta el momento de uso.
- Consérvese en un ambiente limpio, seco y libre de polvo, a una temperatura no mayor a 30°C. Proteger de la luz y humedad.

MARCA

DHISVE

PROCEDENCIA

QUITO
ECUADOR

www.dhisve.com

FABRICANTE

Compañía Limitada Famedic

DIRECCIÓN

Sebastián de Benalcázar OE7-264
y Autopista General Rumiñahui.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Importaciones Medical Solutions CIA. LTDA.



CONTACTO:

+593 95 862 3147

El Sistema de Gestión de Calidad de COMPAÑÍA LIMITADA FAMEDIC está certificado bajo la norma ISO 13485 por ICONTEC, organismo acreditado por el SAE. Este certificado es reconocido por la ARCSA, autoridad sanitaria en el Ecuador.

Edición: 06-2026